

Návod k použití zdravotnického prostředku


Mikropipety SG Systém pro manipulaci s lidskými embryi a oocyty

Model: Denudační SG Pipeta, Manipulační SG Pipeta, Blastocyst SG Pipeta, Vitřifikáčn3 SG Pipeta.

Určeny3 účel použití: Skleněné sterilní pipety s definovaným rozměrem vnitřního průměru určené k jednorázovému použití při manipulaci s lidskými embryi/oocyty in vitro.

Aplikace: Pipety SG Systém se používají pro mikromanipulační metody asistované reprodukce. Jedná se o skleněné sterilní a MEA testované pipety s definovaným rozměrem vnitřního průměru určené k jednorázovému použití při manipulaci s lidskými oocyty a embryi in vitro pro manipulace, vitřifikace a denudaci nebo jiné metody asistované reprodukce. Jsou vyrobeny z borosilikátového skla a jsou určeny pro jednorázové použití ve zdravotnictví, resp. laboratořích jiných odvětví.

Popis značení:



Vigilance: V případě nežádoucí příhody ZP kontaktujete výrobce na SYNGA s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika, e-mail: synga@synga.cz a postupujte podle pokynu Evropské komise pro hlášení závažných nepříznivých událostí podle paragrafu 2 odst. 1 vyhlášky č 62/2015 v aktuálním znění a MEDDEV 2.12/1 rev.8. Formulář je k dispozici prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL – www.sukl.cz).

Výrobce: Synga, s.r.o., Voděradská 2552/16, Říčany, 25101, Česká republika